


Easy
Touch



KERN EASYTOUCH


WIR MACHEN IHRE WIEGEDATEN DIGITAL



DARUM KERN EASYTOUCH

INDIVIDUELL. PRODUKTIV. EFFEKTIV.

Einfache, selbsterklärende und intuitive Bedienung über eine übersichtliche grafische Oberfläche mit Benutzerverwaltung und individuell steuerbaren Benutzerrechten. Eine lokale und zentrale Datenablage ist möglich, sowie die flexible Konnektivität zu vielen Waagetypen und Modellserien.



Sie wollen Wiegedaten ganz einfach und sicher digital speichern? Sie wollen, dass Ihre Nutzer in ihren Wiegeprozessen unterstützt werden? Sie wollen Messfehler und Prozessfehler reduzieren oder vermeiden? Dann erweitern Sie Ihre Waagen durch die passende Funktion aus der KERN EasyTouch Software. Egal,

ob für komplexe Rezepturen, für genaues Stückzahlen oder für schnelles und effektives Portionieren – KERN EasyTouch hat immer die passende Funktion. Schnelleres Arbeiten, bequemere Datenhaltung und höhere Prozesssicherheit sind Ihr Nutzen mit KERN EasyTouch – the easy way.

DIE FEATURES AUF EINEN BLICK

WIEGEN, ZÄHLEN UND DATEN VERARBEITEN.



Stammdaten und Behälterdaten anlegen oder aus ERP importieren, speichern und verwalten.


Stamm-, Mess- und Produktdaten exportieren, z.B. an ERP, PPS oder Patientenaktensysteme, oder individuell ausdrucken.



Rezepturfunktion mit Benutzer-, Komponenten- und Rezepturverwaltung, Zieldosierung, Multiplikatorfunktion und automatischer Korrekturfunktion bei Überdosierung.



Sicherheit bei sensiblen und kritischen Prozessen.



Datenermittlung und Überprüfungen gemäß der Fertigpackungsverordnung (FPVO) mit Wiege- und Toleranzmodus und individuelle erstellbaren Druckdesigns zur Etikettierung.



Konform mit 21 CFR part 11 für die Pharma-Produktion

Toleranzwiegen mit grafischer Darstellung, numerischer oder prozentualer Toleranz und integrierter Stammdatenverwaltung.



Zählen von Objekten über Referenzgewicht aus Stammdaten, Zielzählen, oder auch Stückzählung/ Kommissionierung von Einzelkomponenten in Teilelisten.

INDIVIDUELL


UNSERE DEFINITION VON EASY



IoT ready bedeutet bei uns, dass sich diese Waagen einfach und flexibel in das bestehende und künftige Netzwerk Ihres Unternehmens einbinden lassen. Datenübertragung von der Waage in Ihren Lieferschein oder als Vorgang in Ihr ERP-System: Das ist die Zukunft des Wiegens mit EasyTouch. Fehlerfrei, effizient und mit weniger Personaleinsatz.

So einfach funktioniert ein leistungsstarkes Wiegesystem mit KERN EasyTouch

WEIGHING/MEASURING DEVICE




USB BT 4.0 WIFI

Easy Touch by KERN



POSSIBILITIES OF PROCESSING



IHRE VORTEILE

- Beschleunigen Sie Ihre Prozesse – sekundenschneller Zugriff auf die Daten, die manuelle und zeitintensive Pflege der Daten entfällt
- Vermeiden Sie Fehler, indem Sie Wägedaten automatisch übertragen
- Sparen Sie sich Zusatzkosten, da keine weitere Software nötig ist
- Sichern Sie Ihre Daten automatisch per Alibi Speicher (Factory Option)*
- Profitieren Sie von maximaler Flexibilität und Individualisierbarkeit an Schnittstellen wie RS 232, USB, Bluetooth oder Ethernet – problemlos nachrüstbar ohne Nachzeichnung*

* wenn Modellserie kompatibel ist



Detaillierte Infos und weitere Produkte:
ip.kern-sohn.com/de/easytouch



Haben Sie Fragen zu KERN EasyTouch?

Ich berate Sie gerne.

Wolfgang Schäfer
Softwarevertrieb und
Unternehmensentwicklung
Tel. +49 7433 9933-244
wolfgang.schaefer@kern-sohn.com