

# KERN 281-051-001

**KERN**

Schleppzeiger für Federwaage (300 g - 2500 g)



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	13×13×8 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	13×12×7 mm
Material	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	15×15×8 mm
Nettogewicht	0,006 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Piktogramme

STANDARD

