

# KERN 281-051-001

**KERN**

Indicador de arrastre para balanza de resorte (300 g - 2500 g)



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	13×13×8 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	13×12×7 mm
Material	plásticos
Material de carcasa	plástico

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	15×15×8 mm
Peso neto	0,006 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

## Pictogramas

STANDARD

