

KERN 281-051-001

Indicatieschuif voor veerbalans (300 g - 2500 g)

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	13×13×8 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	13×12×7 mm
Materiaal	kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	15×15×8 mm
Nettogewicht	0,006 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

