

KERN 281-051-001

KERN

Ponteiro de arraste para balança de mola (300 g - 2500 g)



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição

Desenho

Dimensões (L×P×A)	13×13×8 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	13×12×7 mm
Material	plásticos
Material da caixa	plástico

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	15×15×8 mm
Peso líquido	0,006 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD

