

# KERN 281-101

# KERN

Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in g/kg



Peso netto ca. 0,05 kg

Peso lordo ca. 0,05 kg

Peso di spedizione 0,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-100

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Bilance a molla (Scala g/kg)
Famiglia di prodotti	281

## Sistema di misura

Portata [Max]	10 g
Divisione [d]	0,1 g
Risoluzione	100
Unità preimpostata	g
Tolleranza (% da [Max])	0,3%

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×12×12 mm
Alloggiamento diametro (Ø)	12 mm
Lunghezza caricata (l [Max])	300 mm
Lunghezza a vuoto (l [Min])	220 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	225×12×12 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Pinza

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×26×17 mm
Peso netto	0,025 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi