

KERN 281-101

KERN

Nauwkeurige, mechanische veerbalansen in robuuste aluminium behuizing met g/kg afleesinrichting



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-100

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeter
Productgroep	Veerbalanse (g/kg- schaalverdeling)
Productfamilie	281

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	10 g
Afleesbaarheid [d]	0,1 g
Resolutie	100
Vooraf ingestelde eenheid	g
Tolerantie (% van [Max])	0,3%

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×12×12 mm
Behuizing diameter (Ø)	12 mm
Lengte belast (l [Max])	300 mm
Lengte onbelast (l [Min])	220 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	225×12×12 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	edelstaal
Lastopname (trekkracht)	Klem

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm
Nettogewicht	0,025 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg