

# KERN 281-101

**KERN**

Balanças de mola mecânicas precisas com caixa robusta de alumínio com leitura em g/kg



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	281

## Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	10 g
Leitura [d]	0,1 g
Resolução	100
Unidade pré-ajustada	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	225×12×12 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12 mm
Comprimento carregado (c [Max])	300 mm
Comprimento sem carga (c [Min])	220 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	225×12×12 mm
Material da caixa	alumínio
Material gancho de carga	aço inox
Suspensão da carga (força de tração)	Grampo

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×26×17 mm
Peso líquido	0,025 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg