

KERN 281-151-002

Pinza para balanza mecánica < 2500 g

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Pinza

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	30×15×10 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	30×15×10 mm
Material	acero
Material de carcasa	acero

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	30×15×10 mm
Peso neto	0,00217 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD

