

# KERN 281-201

**KERN**

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung



Versandgewicht 0,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für  
Werkskalibrierung 961-100

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (g/kg-Skala)
Produktfamilie	281

## Messsystem

Wägebereich [Max]	60 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 g
Auflösung	120
Voreingestellte Einheit	g
Toleranz (% von [Max])	0,3%

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	225×12×12 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	12 mm
Länge belastet (l [Max])	300 mm
Länge unbelastet (l [Min])	220 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	225×12×12 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Material Lasthaken	Edelstahl
Lastaufnahme (Zugkraft)	Klammer

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×12×12 mm
Nettogewicht	0,025 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg