

KERN 281-201

KERN

Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in g/kg



Peso netto ca. 0,05 kg

Peso lordo ca. 0,05 kg

Peso di spedizione 0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-100

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Bilance a molla (Scala g/kg)
Famiglia di prodotti	281

Sistema di misura

Portata [Max]	60 g
Divisione [d]	0,5 g
Risoluzione	120
Unità preimpostata	g
Tolleranza (% da [Max])	0,3%

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×12×12 mm
Alloggiamento diametro (Ø)	12 mm
Lunghezza caricata (l [Max])	300 mm
Lunghezza a vuoto (l [Min])	220 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	225×12×12 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Pinza

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×12×12 mm
Peso netto	0,025 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi