

KERN 281-201

KERN

Balanças de mola mecânicas precisas com caixa robusta de alumínio com leitura em g/kg



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
---	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	281

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	60 g
Leitura [d]	0,5 g
Resolução	120
Unidade pré-ajustada	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	225×12×12 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12 mm
Comprimento carregado (c [Max])	300 mm
Comprimento sem carga (c [Min])	220 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	225×12×12 mm
Material da caixa	alumínio
Material gancho de carga	aço inox
Suspensão da carga (força de tração)	Grampo

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×12×12 mm
Peso líquido	0,025 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg