

KERN 281-401

KERN

Nauwkeurige, mechanische veerbalansen in robuuste aluminium behuizing met g/kg afleesinrichting



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie 961-100

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Krachtsmeter |
| Productgroep | Veerbalanse (g/kg-schaalverdeling) |
| Productfamilie | 281 |

Meetsysteem

| | |
|---------------------------|-------|
| Weegbereik [Max] | 300 g |
| Afleesbaarheid [d] | 2 g |
| Resolutie | 150 |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Tolerantie (% van [Max]) | 0,3% |

Ontwerp

| | |
|--|--------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 225×12×12 mm |
| Behuizing diameter (Ø) | 12 mm |
| Lengte belast (l [Max]) | 325 mm |
| Lengte onbelast (l [Min]) | 225 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 225×12×12 mm |
| Materiaal behuizing | aluminium |
| Materiaal lasthaak | edelstaal |
| Lastopname (trekkracht) | Klem |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 230×26×17 mm |
| Nettogewicht | 0,032 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |