

# KERN 281-601

**KERN**

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung



Versandgewicht 0,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für  
Werkskalibrierung 961-100

Artikelnummer für  
Konformitätszertifikat 969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (g/kg-Skala)
Produktfamilie	281

## Messsystem

Wägebereich [Max]	1000 g
Ablesbarkeit [d]	10 g
Auflösung	100
Voreingestellte Einheit	g
Toleranz (% von [Max])	0,3%

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	225×12×12 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	12 mm
Länge belastet (l [Max])	325 mm
Länge unbelastet (l [Min])	225 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	225×12×12 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Material Lasthaken	Edelstahl
Lastaufnahme (Zugkraft)	Klammer

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×26×17 mm
Nettogewicht	0,032 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg