

# KERN 281-601

# KERN

Balanza de resorte mecánica y precisa con carcasa robusta de aluminio y una lectura en g/kg



Peso neto aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,05 kg

Peso de envío 0,1 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica 961-100

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de fuerza
Grupo de producto	Balanza de resorte (Escala de g/kg)
Familia de productos	281

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	1000 g
Lectura [d]	10 g
Resolución	100
Unidad predefinida	g
Tolerancia (% de [Max])	0,3%

## Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	225×12×12 mm
Carcasa diámetro (Ø)	12 mm
Longitud con carga (l [Max])	325 mm
Longitud sin carga (l [Min])	225 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	225×12×12 mm
Material de carcasa	aluminio
Material gancho de carga	acero inoxidable
Suspensión de la carga (fuerza de tracción)	Pinza

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×26×17 mm
Peso neto	0,032 kg
Método de envío	Servicio de paquetes