

KERN 281-601

KERN

Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in g/kg



Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-100
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Bilance a molla (Scala g/kg)
Famiglia di prodotti	281

Sistema di misura

Portata [Max]	1000 g
Divisione [d]	10 g
Risoluzione	100
Unità preimpostata	g
Tolleranza (% da [Max])	0,3%

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×12×12 mm
Alloggiamento diametro (Ø)	12 mm
Lunghezza caricata (l [Max])	325 mm
Lunghezza a vuoto (l [Min])	225 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	225×12×12 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Pinza

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×26×17 mm
Peso netto	0,032 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi