

# KERN 281-601

**KERN**

Nauwkeurige, mechanische veerbalansen in robuuste aluminium behuizing met g/kg afleesinrichting



Verzendgewicht 0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor  
fabriekskalibratie 961-100

Artikelnummer voor  
conformiteitscertificaat 969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeter
Productgroep	Veerbalanse (g/kg- schaalverdeling)
Productfamilie	281

## Meetsysteem

Weegbereik [Max]	1000 g
Afleesbaarheid [d]	10 g
Resolutie	100
Vooraf ingestelde eenheid	g
Tolerantie (% van [Max])	0,3%

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×12×12 mm
Behuizing diameter (Ø)	12 mm
Lengte belast (l [Max])	325 mm
Lengte onbelast (l [Min])	225 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	225×12×12 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	edelstaal
Lastopname (trekkracht)	Klem

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm
Nettogewicht	0,032 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg