

KERN 281-890

Kit pression pour balance à ressort (300 - 2500 g)

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Kit de pression

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	295×19×19 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	295×19×19 mm
Matériau	acier
Matériau boîtier	aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	295×19×19 mm
Poids net	0,04 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------

Pictogrammes

STANDARD

