

KERN 281-890

KERN

Set di pressione per bilancia a molla (300 - 2500 g)



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Set di pressione

Design

Dimensioni (L×P×A)	295×19×19 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	295×19×19 mm
Materiale	acciaio
Materiale alloggiamento	alluminio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	295×19×19 mm
Peso netto	0,04 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-100
--	---------

Pittogrammi

STANDARD

