

KERN 281-890

KERN

Set de impressão para balança de mola (300 - 2500 g)



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Conjunto para medição de pressão

Desenho

Dimensões (L×P×A)	295×19×19 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	295×19×19 mm
Material	aço
Material da caixa	alumínio

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	295×19×19 mm
Peso líquido	0,04 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
---	---------

Pictogramas

STANDARD

