

# KERN 281-893

Fadenklemme mit Clip-Öse für Federwaagen (bis 3000 g)

**KERN**



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Haken

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	60×20×10 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	60×20×10 mm
Material	Stahl
Material Gehäuse	Aluminium

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	75×20×15 mm
Nettogewicht	0,002 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-100
-------------------------------------	---------

## Piktogramme

STANDARD

