

# KERN 283-152

# KERN

Präziser, mechanischer Kraftmesser im robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung



Nettogewicht	0,025 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

<b>Dienstleistungen</b>	
Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-1610
Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft)	961-1610

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (Newton-Skala)
Produktfamilie	283

## Messsystem

Voreingestellte Einheit	N
Toleranz (% von [Max])	0,3%
Messbereich Kraft [Max] (N)	1 N
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,01 N
Kraftrichtungen	Zug
Überlastschutz (% von [Max])	1%

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	225×12×12 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	12 mm
Länge belastet (l [Max])	305 mm
Länge unbelastet (l [Min])	225 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	225×12×12 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

## Funktionen

Peak-Funktion	✓
---------------	---

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×26×17 mm