

KERN 285-102

KERN

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×40×40 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,45 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-101
-------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (g/kg-Skala)
Produktfamilie	285

Messsystem

Wägebereich [Max]	10000 g
Ablesbarkeit [d]	100 g
Auflösung	100
Voreingestellte Einheit	g
Toleranz (% von [Max])	0,3%
Kraftrichtungen	Zug

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	370×32×32 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	32 mm
Länge belastet (l [Max])	510 mm
Länge unbelastet (l [Min])	370 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	370×32×32 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Material Lasthaken	Edelstahl
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	kein Netzteil, keine Batterie
-------------------------------	-------------------------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----