

KERN 285-102

KERN

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits	285

Système de mesure

Portée [Max]	10000 g
Lecture [d]	100 g
Résolution	100
Unité prééglée	g
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Directions de force	traction

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	370×32×32 mm
Boîtier diamètre (Ø)	32 mm
Longueur en charge (l [Max])	510 mm
Longueur sans charge (l [Min])	370 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	370×32×32 mm
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox
Support de charge (force de traction)	Crochet

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	pas d'alimentation électrique, pas de batterie
---------------------	--

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	390×40×40 mm
Poids net	0,4 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	0,45 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-101
---	---------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

