

KERN 285-202

KERN

Balanças de mola mecânicas precisas com caixa robusta de alumínio com leitura em g/kg



Peso líquido aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envio	0,517 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-101
---	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	285

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	20000 g
Leitura [d]	200 g
Resolução	100
Unidade pré-ajustada	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%
Direcções da força	tracção

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	370×32×32 mm
Caixa diâmetro (Ø)	32 mm
Comprimento carregado (c [Max])	510 mm
Comprimento sem carga (c [Min])	370 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	370×32×32 mm
Material da caixa	alumínio
Material gancho de carga	aço inox
Suspensão da carga (força de tração)	Gancho

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	395×40×40 mm
Peso líquido	0,42 kg
Método de envio	Serviço de encomendas