

# KERN 285-502

# KERN

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung



Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,57 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-101
--	---------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (g/kg-Skala)
Produktfamilie	285

## Messsystem

Wägebereich [Max]	50 kg
Ablesbarkeit [d]	0,5 kg
Auflösung	100
Voreingestellte Einheit	kg
Toleranz (% von [Max])	0,3%
Kraftrichtungen	Zug

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	370×32×32 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	32 mm
Länge belastet (l [Max])	460 mm
Länge unbelastet (l [Min])	370 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	370×32×32 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Material Lasthaken	Edelstahl
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	395×40×40 mm
Nettogewicht	0,48 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg