

KERN 285-890

KERN

Kit pression pour balance à ressort 285



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Kit de pression

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	360×27×27 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	360×27×27 mm
Matériau	acier
Matériau boîtier	acier

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	360×27×27 mm
Poids net	0,108 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,141 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------

Pictogrammes

STANDARD



1 DAY