

KERN 285-890

KERN

Set di pressione per bilancia a molla 285



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Set di pressione

Design

Dimensioni (L×P×A)	360×27×27 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	360×27×27 mm
Materiale	acciaio
Materiale alloggiamento	acciaio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	360×27×27 mm
Peso netto	0,108 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,141 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-100
--	---------

Pittogrammi

STANDARD

