

KERN 285-893

Anpassungsset für Federwaagen (50 - 500 N)

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	40×10×10 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	40×10×10 mm
Material Gehäuse	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	40×40×10 mm
Nettogewicht	0,036 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

