


# KERN 285-893

Kit d'adaptation pour balance à ressort (50 – 500 N)

**KERN**



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	40×10×10 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	40×10×10 mm
Matériau boîtier	inox

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	40×40×10 mm
Poids net	0,036 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Pictogrammes

STANDARD

