

KERN 285-894

Pinza reforzada para balanza de resorte

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	100×100×10 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	100×100×10 mm
Material de carcasa	acero inoxidable

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×100×10 mm
Peso neto	0,18 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,192 kg

Pictogramas

STANDARD

