

# KERN 285-896

Haken für Federwaage

**KERN**



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Haken

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	50×50×10 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	50×50×10 mm
Material Gehäuse	Edelstahl

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×50×10 mm
Nettogewicht	0,03 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

