

KERN 285-898

Anpassungsset für Federwaagen (50 – 500 N)

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	150×6×6 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	150×6×6 mm
Material Gehäuse	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×6×6 mm
Nettogewicht	0,012 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

