

KERN 285-898

Kit d'adaptation pour balance à ressort (50 – 500 N)

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	150×6×6 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×6×6 mm
Matériau boîtier	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×6×6 mm
Poids net	0,012 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Pictogrammes

STANDARD

