

KERN 287-100

KERN

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie



Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits	287

Système de mesure

Portée [Max]	10 g
Lecture [d]	0,1 g
Résolution	100
Unité prééglée	g
Unités de mesure	g
Tolérance (% de [Max])	0,3%

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Boîtier diamètre (Ø)	12,2 mm
Longueur en charge (l [Max])	330 mm
Longueur sans charge (l [Min])	225 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau crochet de levage	inox
Support de charge (force de traction)	Pince

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Poids net	0,025 kg
Mode de livraison	Service de colis