

# KERN 287-104

**KERN**

Misurazione meccanica del peso e della forza con molle di qualità per una lunga durata



Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-100
---	---------

## Pittogrammi

## STANDARD



## OPTION



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Bilance a molla (Scala g/kg)
Famiglia di prodotti	287

## Sistema di misura

Portata [Max]	50 g
Divisione [d]	0,5 g
Risoluzione	100
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g
Tolleranza (% da [Max])	0,3%

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Alloggiamento diametro (Ø)	12,2 mm
Lunghezza caricata (l [Max])	330 mm
Lunghezza a vuoto (l [Min])	225 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Pinza

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×26×17 mm
Peso netto	0,025 kg