

KERN 287-104

KERN

Medição mecânica de peso e de força com mola de qualidade para grande duração



| | |
|---------------------|---------|
| Peso líquido aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envio | 0,1 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para calibração de fábrica | 961-100 |
|---|---------|

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Dinamómetro |
| Grupo de produto | Dinamómetro (Escala de g/kg) |
| Família de produto | 287 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------|-------|
| Gama de pesagem [Max] | 50 g |
| Leitura [d] | 0,5 g |
| Resolução | 100 |
| Unidade pré-ajustada | g |
| Unidades de medição | g |
| Tolerância (% de [Max]) | 0,3% |

Desenho

| | |
|---|------------------|
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 225×12,5×12,5 mm |
| Caixa diâmetro (Ø) | 12,2 mm |
| Comprimento carregado (c [Max]) | 330 mm |
| Comprimento sem carga (c [Min]) | 225 mm |
| Dimensões completamente montado (L×P×A) | 225×12,5×12,5 mm |
| Material da caixa | plástico |
| Material gancho de carga | aço inox |
| Suspensão da carga (força de tração) | Grampo |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 230×26×17 mm |
| Peso líquido | 0,025 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |