

# KERN 287-106

**KERN**

Misurazione meccanica del peso e della forza con molle di qualità per una lunga durata



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.       | 0,05 kg         |
| Peso lordo ca.       | 0,05 kg         |
| Peso di spedizione   | 0,1 kg          |

## Servizi

|   |         |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica | 961-100 |
|---|---------|

## Pittogrammi

## STANDARD



## OPTION



## Categoria

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Marchio               | Sauter                             |
| Categoria di prodotto | Strumento di misurazione per forze |
| Gruppo di prodotti    | Bilance a molla (Scala g/kg)       |
| Famiglia di prodotti  | 287                                |

## Sistema di misura

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Portata [Max]           | 100 g |
| Divisione [d]           | 1 g   |
| Risoluzione             | 100   |
| Unità preimpostata      | g     |
| Unità di misura         | g     |
| Tolleranza (% da [Max]) | 0,3%  |

## Design

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)            | 225×12,5×12,5 mm     |
| Alloggiamento diametro (Ø)                  | 12,2 mm              |
| Lunghezza caricata (l [Max])                | 330 mm               |
| Lunghezza a vuoto (l [Min])                 | 225 mm               |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 225×12,5×12,5 mm     |
| Materiale alloggiamento                     | plastica             |
| Materiale gancio di carico                  | acciaio inossidabile |
| Sollevamento carichi (forza di trazione)    | Pinza                |

## Imballaggio e spedizione

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d          |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 230×26×17 mm |
| Peso netto                     | 0,025 kg     |