

# KERN 287-110

# KERN

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie



Poids net env. 0,05 kg

Poids brut env. 0,05 kg

Poids d'expédition 0,1 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-100

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits	287

## Système de mesure

Portée [Max]	1000 g
Lecture [d]	10 g
Résolution	100
Unité pré-réglée	g
Unités de mesure	g
Tolérance (% de [Max])	0,3%

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Boîtier diamètre (Ø)	12,2 mm
Longueur en charge (l [Max])	330 mm
Longueur sans charge (l [Min])	225 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau crochet de levage	inox
Support de charge (force de traction)	Pince

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Poids net	0,025 kg
Mode de livraison	Service de colis