

KERN 287-110

KERN

Misurazione meccanica del peso e della forza con molle di qualità per una lunga durata



Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-100
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Bilance a molla (Scala g/kg)
Famiglia di prodotti	287

Sistema di misura

Portata [Max]	1000 g
Divisione [d]	10 g
Risoluzione	100
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g
Tolleranza (% da [Max])	0,3%

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Alloggiamento diametro (Ø)	12,2 mm
Lunghezza caricata (l [Max])	330 mm
Lunghezza a vuoto (l [Min])	225 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Pinza

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×26×17 mm
Peso netto	0,025 kg