

KERN 287-110

KERN

Medição mecânica de peso e de força com mola de qualidade para grande duração



Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	287

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	1000 g
Leitura [d]	10 g
Resolução	100
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12,2 mm
Comprimento carregado (c [Max])	330 mm
Comprimento sem carga (c [Min])	225 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço inox
Suspensão da carga (força de tração)	Grampo

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×26×17 mm
Peso líquido	0,025 kg
Método de envio	Serviço de encomendas