

# KERN 287-A01

**KERN**

Klammer für Federwaagen 10 - 1000 g



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Klammer

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	30×15×16 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	30×15×16 mm
Material	Stahl
Material Gehäuse	Stahl

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	30×15×16 mm
Nettogewicht	0,002 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	abhängig von Auflösung/ Max   depends on resolution and capacity
Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-100

## Piktogramme

STANDARD

