

KERN 287-A01

KERN

Pince pour balance à ressort 10 - 1000 g



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Pince

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	30×15×16 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	30×15×16 mm
Matériau	acier
Matériau boîtier	acier

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	30×15×16 mm
Poids net	0,002 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	abhängig von Auflösung/ Max depends on resolution and capacity
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100

Pictogrammes

STANDARD

