

# KERN 287-A02

**KERN**

Gancho para balanza de resorte 10 – 1000 g



## Categoría

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Marca                 | Sauter                |
| Categoría de producto | Measurementtechnology |
| Grupo de producto     | Gancho                |

## Diseño

|   |             |
|---|-------------|
| Dimensiones (A×P×A)                       | 30×15×16 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 30×15×16 mm |
| Material                                  | acero       |
| Material de carcasa                       | acero       |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 30×15×16 mm          |
| Peso neto                        | 0,001 kg             |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,05 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,05 kg              |
| Peso de envío                    | 0,1 kg               |

## Servicios

|   |  |
|---|--|
| Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación | abhängig von Auflösung/<br>Max   depends on<br>resolution and capacity |
| Número de artículo para calibración de fábrica              | 961-100  |

## Pictogramas

STANDARD

