

KERN 287-A02

KERN

Gancho para balança de mola 10 – 1000 g



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Gancho

Desenho

Dimensões (L×P×A)	30×15×16 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	30×15×16 mm
Material	aço
Material da caixa	aço

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	30×15×16 mm
Peso líquido	0,001 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	abhängig von Auflösung/ Max depends on resolution and capacity
Número do artigo para calibração de fábrica	961-100

Pictogramas

STANDARD

