

KERN 289-100

KERN

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



| | |
|-------------------|---------|
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|----------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft) | 961-1610 |
|---|----------|

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

| | |
|------------------|---------------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Kraftmessgerät |
| Produktgruppe | Federwaage (Newton-Skala) |
| Produktfamilie | 289 |

Messsystem

| | |
|------------------------------|----------------|
| Voreingestellte Einheit | N |
| Einheiten | N |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,3% |
| Messbereich Kraft [Max] (N) | 1 N |
| Ablesbarkeit Kraft [d] (N) | 0,01 N; 0,05 N |
| Kraftrichtungen | Zug |
| Überlastschutz (% von [Max]) | 1% |

Bauform

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 225×12,2×12,2 mm |
| Gehäuse Durchmesser (Ø) | 12,2 mm |
| Länge belastet (l [Max]) | 335 mm |
| Länge unbelastet (l [Min]) | 230 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 230×12,2×12,2 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Lastaufnahme (Zugkraft) | Haken |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 230×26×17 mm |
| Nettogewicht | 0,025 kg |
| Versandart | Paketdienst |