

# KERN 289-100

**KERN**

Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor een lange levensduur



Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-1610
--	----------

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeter
Productgroep	Veerbalanse (Newton-schaalverdeling)
Productfamilie	289

## Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Eenheden	N
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Meetbereik kracht [Max] (N)	1 N
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,01 N; 0,05 N
Krachtrichtingen	trek
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	1%

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×12,2×12,2 mm
Behuizing diameter (Ø)	12,2 mm
Lengte belast (l [Max])	335 mm
Lengte onbelast (l [Min])	230 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	230×12,2×12,2 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Lastopname (trekkracht)	Haak

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm
Nettogewicht	0,025 kg
Verzendmethode	Pakketdienst