

KERN 289-102

KERN

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft)	961-1610
---	----------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (Newton-Skala)
Produktfamilie	289

Messsystem

Voreingestellte Einheit	N
Einheiten	N
Toleranz (% von [Max])	0,3%
Messbereich Kraft [Max] (N)	5 N
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,05 N; 0,5 N
Kraftrichtungen	Zug
Überlastschutz (% von [Max])	1%

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	230×22×12 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	12,2 mm
Länge belastet (l [Max])	335 mm
Länge unbelastet (l [Min])	230 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	230×22×12 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	232×26×18 mm
Nettogewicht	0,025 kg
Versandart	Paketdienst