

# KERN 289-102

**KERN**

Medição mecânica de peso e de força com mola de qualidade para grande duração



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-1610
---	----------

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de Newton)
Família de produto	289

## Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Unidades de medição	N
Tolerância (% de [Max])	0,3%
Gama de medição força [Max] (N)	5 N
Leitura força [d] (N)	0,05 N; 0,5 N
Direcções da força	tração
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	1%

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	230×22×12 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12,2 mm
Comprimento carregado (c [Max])	335 mm
Comprimento sem carga (c [Min])	230 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	230×22×12 mm
Material da caixa	plástico
Suspensão da carga (força de tração)	Gancho

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	232×26×18 mm
Peso líquido	0,025 kg