

# KERN 289-104

# KERN

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft)	961-1610
---	----------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (Newton-Skala)
Produktfamilie	289

## Messsystem

Voreingestellte Einheit	N
Einheiten	N
Toleranz (% von [Max])	0,3%
Messbereich Kraft [Max] (N)	10 N
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,1 N; 0,5 N
Kraftrichtungen	Zug
Überlastschutz (% von [Max])	1%

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	170×10×10 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	12,2 mm
Länge belastet (l [Max])	335 mm
Länge unbelastet (l [Min])	235 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	220×10×10 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×26×17 mm
Nettogewicht	0,025 kg
Versandart	Paketdienst